



COMPONENTI IN PLASTICA (NYLON)

Per la pulizia

Utilizzare un panno morbido e
detergente neutro non aggressivo.
Non utilizzare solventi, acidi o
detergenti abrasivi.

Per la disinfezione

Si consiglia l'uso dell'ipoclorito
di sodio (0,1% - 0,5% sol.) o del
perossido di idrogeno.*

Prima di disinfettare l'intera superficie di qualsiasi componente, si consiglia comunque di procedere facendo delle prove su una piccola parte del prodotto.

NOME PRODOTTO

Plane 100%

TIPOLOGIA

Supporto fisso

MATERIALI

Nylon

* Analisi degli effetti derivanti
dall'applicazione di prodotti
chimici sulle superfici dei prodotti,
eseguite presso un laboratorio
accreditato.