



#### COMPONENTI IN PLASTICA (NYLON)

##### Per la pulizia

Utilizzare un panno morbido e detergente neutro non aggressivo.  
Non utilizzare solventi, acidi o detersivi abrasivi.

##### Per la disinfezione

Si consiglia l'uso dell'ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5% sol.) o del perossido di idrogeno.\*

**Prima di disinfettare l'intera superficie di qualsiasi componente, si consiglia comunque di procedere facendo delle prove su una piccola parte del prodotto.**

NOME PRODOTTO

**Piastra adattatore**

TIPOLOGIA

**Adattatore sedile**

MATERIALI

**Nylon**

\* Analisi degli effetti derivanti dall'applicazione di prodotti chimici sulle superfici dei prodotti, eseguite presso un laboratorio accreditato.